

Philips Medical Systems Ltda
ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B
Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Inscrição Estadual: 001986101.02-97
Inscrição Municipal: 028864

PHILIPS

Varginha/MG, 31 de Julho de 2026.

AO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 001/2026
SICONVNº 7AACFC/2026

OPP 7105882

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Especificação	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor. Total
01	MONITOR MULTIPARÂMETROS MODELO EFFICIA CM12	Philips	UND	08	R\$ 13.586,21 (treze mil e quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos)	R\$ 108.689,68 (cento e oito mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Especificações Técnicas:

MONITOR MULTIPARÂMETROS
Modelo: Efficia CM12
N de Registro ANVISA: 10216710305
Marca/Fabricante: Philips
Procedência: China

Monitor de Pacientes Efficia CM12 Philips




Imagem meramente ilustrativa

O Monitor de Pacientes Efficia CM12 (863366) oferece uma solução de monitoração flexível, sendo ela pré-configurada e modular*, otimizada para ambientes high-end e mid-end de atendimento cirúrgico, cardíaco, intensivo e neonatal. Combinando a supervisão de pacientes e o gerenciamento de dados, ele permite a monitorização multiparamétrica modular através da conexão com a família de módulos Efficia por meio da conexão plug-in com o rack extensor* (863330/A01).

Possui uma tela de LCD colorido WXGA de 12,1 polegadas (TFT), proporcionando excelente resolução e permitindo visualizar 12 formas de ondas na tela e apresentação de dados numéricos. Com um menu simples oferece acesso rápido a todas as tarefas básicas de monitoramento.

Os layouts da tela são facilmente ajustáveis, permitindo a exibição flexível das informações de medidas, onde fornece opção para customizar os layouts conforme necessidade, além das opções da configuradas como: Doze formas de ondas, números grandes, tendências curtas, OxyCRG. ECG em cascata, IBP sobreposto, dentre outras, dessa forma permite que o médico pode ter um layout criado para corresponder a um cenário clínico específico no qual os dados mais importantes são exibidos.

O monitor possui modo noturno, que pode ser configurado para reduzir o brilho da tela de acordo com configuração feita.

Possui embarcado em seu sistema softwares que oferecem um conjunto padrão de funcionalidade de monitoramento clínico e operacional do paciente:

- Análise de arritmia através do algoritmo ST/AR Philips
- Análise do segmento ST, além de análise gráfica (Mapa ST)
- Revisão de Tendências Gráficas e Numéricas de 10 dias
- OxyCRG

O Efficia CM12 permite realizar as medições e monitoramentos através de parâmetros pré-configurados na lateral do monitor de:

- ECG de 3, 7, incluindo a monitorização de arritmia e análise ST;
- Respiração por impedância;
- Pressão Arterial Não Invasiva;
- Oximetria de pulso
 - SpO2 FAST Philips (#SP1)
- Temperatura com dois canais simultâneos;
- Pressão Arterial Invasiva, com dois canais simultâneos (#B10);

Consultar nos Acessórios Adicionais Contemplados na proposta**.

O Rack de Módulos (863330/A01)*, permite acrescentar até quatro módulos adicionais:

- Módulo de Pressão Invasiva com 2 canais distintos (863333)*
- Módulo de Capnografia Microstream (863335)*
- Módulo de Índice Bispectral – BIS (863332)*
- Módulos de Análise de Gases Anestésicos com monitoramento de O2 e identificação automática dos gases (863334)*,
- Módulos Analisador de Gases Anestésicos sem análise de O2 (863336)*



Funcionamento:

O monitor armazena informações em sua memória de até 10 dias de tendências gráficas e numéricas (tabulares), tendências de PNI *. A guia Alarme/Evento pode armazenar duzentos alarmes e eventos manuais para o paciente atual, sendo que através desse evento salvo, é possível visualizar todas as ondas e medidas no exato momento do evento.

Alarmes:

O monitor dispõe de dois tipos diferentes de alarmes: alarmes de pacientes e INOPs.

Os alarmes de pacientes são alarmes vermelhos (indicam prioridade máxima) e amarelos (indicam prioridade reduzida). INOPs são alarmes técnicos, indicando que o monitor não consegue medir ou detectar condições de modo confiável (alarmes em azul).

Estão inclusos os indicadores visuais de alarme de 360°, incluindo painéis numéricos piscantes, mensagens de alarme, ícones de alarme e alarmes sonoros configuráveis para volume, tom e silêncio, além de limites de alarme configuráveis.

Interoperabilidade:

- Comunicação com Central de Monitorização PIC iX Essentials (867093)* ou CMS200 (86352)* via *wired Lan (RJ-45)* com envio de dados via protocolo HL7 com EMR.
- Conexão com Chamada de enfermagem.

Interface:

- Permite comunicação com um display externo via porta VGA.
- Possui portas usb para atualização de softwares e conexão com leitor de códigos de barras.
- Saída para sincronismo de ECG

Certificações:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010,
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011, ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010,
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 (clausulas 4.1, 4.5.2 e 4.5.3),
ABNT NBR IEC 60601-2-26:2014, ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013,
ABNT NBR IEC 80601-2-30:2014, ABNT NBR IEC 60601-2-34:2014,
ABNT NBR IEC 60601-2-49:2014, ABNT NBR ISO/IEC 80601-2-56:2013,
ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015, ABNT NBR ISO 80601-2-55:2014

Tipo CF, à prova de desfibrilador: segundo a norma IEC 60601-1, além de proteção na utilização na presença de eletrocirurgia.

Protegido a prova de desfibrilação e a prova de líquidos IPX1.

Especificações físicas:

- Peso < 5,5kg, *podendo variar de acordo com configuração.*
- Tamanho: 25 cm (A) x 33 cm (L) x 18 cm (P).
- Alimentação 100 a 240 VCA e frequência de 50/60Hz.

- Bateria Interna Ion de Lítio, com autonomia para seis horas de monitorização contínua.

Suportes:

- Permite fixação em suporte de parede*
- Permite fixação em suportes com rodízios*
- Permite montagem tipo gancho (#E16)* em cama/maca.

Kit de Acessórios básicos (#A01) contemplados na proposta:

ECG: Cabo de ECG 3 vias AAMI

SpO2: Sensor de SpO2 Adulto

PNI: Mangueira de PNI Adulto/Pediátrico e Manguito Adulto (27,5 – 36cm)

Acessórios adicionais contemplados na proposta:**

***Opcional (Acompanharão o produto somente as opções descritas e definidas no anexo de configuração, descrito abaixo)**

Anexo de Configuração:

Descrição	Quantidade
Efficia CM12	8
A01 Adult Accessory Kit	8
E12 9 Cell Lithium Ion	8
B01 Philips FAST SPO2	8
B21 etCO2 Capnostat Mainstream	8
E01 Touch Screen	8
B10 Two IBP	8
C20 HL7 Output	8
Efficia 5-Lead Grabber Limb, AAMI	8
Efficia 3-Lead Grabber, AAMI	8
SPO2 Reus Neo Hnd-Ft Wrap Sensor M1193A	8
CBL SpO2 Extension Cable, 2m	8
Easy Care Cuff, 1 Hose, Pediatric (1)	8
Neonatal NIBP Air Hose 3.0m	8
Infant Soft Single-Patient Cuff Size #5	1

CONDIÇÕES GERAIS

- **Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias após emissão da Nota Fiscal.
- **Validade da Proposta:** 30 (trinta) dias contados de sua emissão.
- **Prazo de entrega:** 60 (sessenta) dias, contados da solicitação formal do órgão;
- **Local de entrega:** Rua Parecis, 101, Bairro Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29308-115.
- **Prazo de garantia dos equipamentos:** 36 (trinta e seis) meses para o equipamento e transdutores a partir da instalação do equipamento;
- **Assistência técnica:** Permanente, prestada exclusivamente nos laboratórios da Philips ou através do representante credenciado conforme dados abaixo:

HOSPITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ. 28.431.575/0001-88

Rodovia Mário Covas, 912 – Rosário de Fátima – Carapina - CEP: 29161-160 - Serra-ES

Contato: Sr. Marcos V. Carraretto

Fone/Fax: (27) 3421-4800/27 3421-4823 / 27 99605-6116

Responsável Técnico: Rodrigo de Oliveira Sousa

E-mail: assessor20@hospitec.net

- **Instalação/Treinamento:** a Philips, através de seus profissionais/representantes, fará montagem, instalação, testes de funcionamento e treinamento nos locais determinados sem ônus aos elementos designados pelo Hospital, para um perfeito manuseio dos equipamentos;
- **Manutenção:** a Philips oferece “Contrato de Manutenção” preventiva e corretiva para todos os equipamentos de sua fabricação após o prazo de garantia;
- **Observação:** Os preços ofertados, dentro do prazo de validade da proposta, estão computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento da presente licitação.

A comprovação do CNPJ de faturamento e do endereço de entrega do equipamento ficará condicionada à confirmação formal do cliente, por meio de e-mail ou ofício, passando tal confirmação a integrar o presente contrato para todos os fins de direito.

Declaramos que a nossa proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63 § 1º da Lei nº 14.133/21.

NATUREZA DA COMPRA: NATUREZA JURÍDICA DE FORNECIMENTO

Philips Medical Systems Ltda
ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B
Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Inscrição Estadual: 001986101.02-97
Inscrição Municipal: 028864

PHILIPS

DADOS DE FATURAMENTO/EMIÇÃO DA NOTA FISCAL PHILIPS:

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

ENDEREÇO – FILIAL: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira,
CEP 37066-440 – Varginha/MG

CNPJ/MF: 58.295.213/0021-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001986101.02-97 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 028864

Fone: (11) 9 7292-2270 - Email: iane.loiola@philips.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil - Agência: 3400-2 - C/C 5549-2

CNPJ: 58.295.213/0021-11 - Favorecido: Philips Medical Systems Ltda

OBS: O depósito deve ser identificado com a razão social do depositante ou CNPJ

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

- **ARTHUR DE ALENCAR CABRINI:** brasileiro, casado, gerente de controladoria, portador do RG 25.102.207-9 SSP/SP e CPF 286.267.068-55 e

- **ANA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS GOES,** brasileira, casada, supervisora de licitações, portadora da cédula de identidade RG 30.621.100-2 SSP SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 266.170.168-07;

Endereço pra envio de correspondências: Alameda Xingu, 350 - 2º Andar - ITower Complexo Iguatemi - Alphaville - Barueri/SP – CEP: 06455-911

Contatos por e-mail para assuntos referentes à envio/assinatura de contratos, empenhos, recursos, ofícios e notificações: licitacoes.brasil@philips.com

IANE DOS
SANTOS

LOIOLA:41252⁹
953879

Digitally signed by
IANE DOS SANTOS
LOIOLA:4125295387

Date: 2026.07.31
15:14:11 -03'00'

IANE DOS SANTOS LOIOLA

RG.: 50.103.571-0

CPF: 412.529.538-79

PROCURADORA

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

COMPRADOR: